






Value Life

Nutrisafe[®] 2

De unieke verbinding voor veilig enteraal voeden



Inhoud

Nutrisafe® 2 voedingssondes

PVC voedingssondes	5
PUR voedingssondes	6
Silicone voedingssondes	7

Nutrisafe® 2 spuiten

Transparante spuiten	8
Amberkleurige spuiten	8

Nutrisafe® 2 accessoires

Verlengleidingen	10
Verbindingsstukken	10-11
Accessoires voor spuiten	12
Accessoires voor sondes	12
Accessoires voor flessen	13
Accessoires universeel	13
Opzuigcanules	14
Opzuignaald	15
Spike	15
Gastric sampling device	15
Toedieningssystemen	16
Fixatie voor sonde	16
Spuithouder	17
Gastroscopieset	17

Nutrisafe® 2

Veiligheid door eenvoud

Kent u ons **Nutrisafe® 2** gamma al?

Door het uniek 'lock' systeem en zijn specifieke kleurcodering staat dit gamma volledig in het teken van veiligheid.

De **Nutrisafe®2** verbinding is dankzij de unieke vormgeving onverenigbaar met een standaard luer. Elk risico op vergissing of verwarring met een parenterale toegangsweg is uitgesloten.

Ontdek snel het volledige gamma!



De toepassing van de **EN 1615** norm van juni 2001 heeft bij **VYGON** geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie van beveiligde voedingssondes.

Nutrisafe® 2 voedingssondes

PVC voedingssondes (DEHP-vrij)



Lengte	Doos	CH 4	CH 5	CH 6	CH 8	CH 10	CH 12
40 cm	25	364.042	364.052	364.062	364.082	-	-
50 cm	50	361.042	361.052	361.062	361.082	361.102	-
75 cm	25	363.042	363.052	363.062	363.082	363.102	363.122
125 cm	25	362.042	362.052	362.062	362.082	362.102	362.122



Lengte	Doos	CH 14	CH 16	CH 18
125 cm	50	362.142	362.162	362.182



Je kan het Nutrisafe® 2 gamma herkennen aan haar specifieke paarse kleur. Een kleurcodering op de sondes zorgt voor een snelle herkenning van de juiste maat.

Nutrisafe® 2 voedingssondes

PUR voedingssondes



Lengte	Doos	CH 4	CH 5	CH 6	CH 8	CH 10	CH 12
40 cm	25	1364.042	1364.052	1364.062	1364.082	-	-
50 cm	50	1361.042	1361.052	1361.062	1361.082	1361.102	-
75 cm	25	1363.042	1363.052	1363.062	1363.082	1363.102	1363.122
125 cm	25	1362.042	1362.052	1362.062	1362.082	1362.102	1362.122



Lengte	Doos	CH 14	CH 16	CH 18
125 cm	50	1362.142	1362.162	1362.182



PUR voedingssondes met voerdraad




Lengte	Doos	CH 6	CH 8	CH 10	CH 12
75 cm (gesl. tip)	25	1363.0621	1363.0821	1363.1021	1363.1221
75 cm (open tip)	25	-	1363.0822	1363.1022	1363.1222
125 cm (gesl. tip)	25	-	1362.0821	1362.1021	1362.1221
125 cm (open. tip)	25	-	1362.0822	1362.1022	1362.1222



Lengte	Doos	CH 14	CH 16	CH 18
75 cm (gesl. tip)	25	1363.1421	1363.1621	1363.1821
125 cm (gesl. tip)	25	1362.1421	1362.1621	1362.1821

Nutrisafe® 2 voedingssondes



Silicone voedingssondes

Lengte	Doos	CH 4	CH 5	CH 6	CH 8	CH 10	CH 12
50 cm	10	2331.042	2331.052	2331.062	2331.082	2331.102	-
125 cm	10	2332.042	-	2332.062	2332.082	2332.102	-
125 cm*	10	-	-	2395.062	2395.082	-	-

*verzaard

Dubbel lumen maagsondes

Lengte	Doos	CH 6	CH 8
60 cm	10	340.062	340.082



Nutrisafe® 2 spuiten

Transparante spuiten


	0,5 ml	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	35 ml	60 ml
Centrisch	1015.002	1015.013	1015.023	1015.053	1015.103	1015.202	-	-
Excentrisch	-	-	-	-	-	1015.213	1015.352	1015.602 1015.603*
Doos	100	160	130	100	100	50	50	25/*50



Amberkleurige spuiten (t.b.v. lichtgevoelige vloeistoffen)

1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml
1022.012	1022.022	1022.052	1022.102
50	50	50	50

Nutrisafe® 2 spuiten



Nutrisafe® 2 accessoires

Verlengleidingen

Code	Doos	Beschrijving
368.032	50	Nutrisafe 2 verlengleiding 30 cm - int. Ø 1,5 mm
368.102	50	Nutrisafe 2 verlengleiding 100 cm - int. Ø 1,5 mm
368.1021	50	Nutrisafe 2 verlengleiding 100 cm - int. Ø 1,5 mm met klem
368.152	50	Nutrisafe 2 verlengleiding 150 cm - int. Ø 1,5 mm
369.152	25	Nutrisafe 2 verlengleiding 150 cm - int. Ø 3,0 mm
369.252	25	Nutrisafe 2 verlengleiding 250 cm - int. Ø 3,0 mm

Code	Doos	Beschrijving
5307.2103	10	Nutrisafe 2 verlengleiding hoekig voor gastrostomie sonde type Mic-Key 30 cm



Verbindingsstukken



Code	Doos	Beschrijving
368.02	100	Nutrisafe 2 bekeraansluiting

Nutrisafe® 2 accessoires

Verbindingsstukken

Code	Doos	Beschrijving
368.12	100	Nutrisafe 2 trapconnector



Code	Doos	Beschrijving
368.32	25	Nutrisafe 2 verbindingsstuk 25 cm voor suctie

Code	Doos	Beschrijving
368.42	50	Nutrisafe 2 Y-verbindingsstuk



Code	Doos	Beschrijving
5802.01	50	Nutrisafe 2 3-wegkraan

Code	Doos	Beschrijving
5802.02	50	Nutrisafe 2 3-wegkraan (Myvacet bestendig)



Nutrisafe® 2 accessoires

Accessoires

... voor spuiten

Code	Doos	Beschrijving
828.01	100	Nutrisafe 2 dopje M (verpakt per stuk)
828.08	100	Nutrisafe 2 dopje M (verpakt per 8 stuks)



Code	Doos	Beschrijving
818.22	50	Nutrisafe 2 geventileerde afsluitdop voor spuit 20 ml C-GON
818.23	50	Nutrisafe 2 geventileerde afsluitdop voor spuit 20 ml A-VY
818.62	50	Nutrisafe 2 geventileerde afsluitdop voor spuit 60 ml C-GON
818.63	50	Nutrisafe 2 geventileerde afsluitdop voor spuit 60 ml A-VY



Code	Doos	Beschrijving
368.22	100	Nutrisafe 2 M/M verbindingsstuk



... voor mannelijke connectie

Code	Doos	Beschrijving
829.01	100	Nutrisafe 2 dopje V (verpakt per stuk)



Nutrisafe® 2 accessoires

Accessoires

... voor flessen



Code	Doos	Beschrijving
821.012	50	Nutrisafe 2 flacon perforator cap Ø 14 mm M
821.022	25	Nutrisafe 2 flacon perforator cap Ø 20 mm M



Code	Doos	Beschrijving
820.18	20	Nutrisafe 2 schroefdop voor medicijnfles Ø 18 mm
820.20	20	Nutrisafe 2 schroefdop voor medicijnfles Ø 20 mm
820.22	20	Nutrisafe 2 schroefdop voor medicijnfles Ø 22 mm
820.28	20	Nutrisafe 2 schroefdop voor medicijnfles Ø 28 mm

... universeel




Code	Doos	Beschrijving
0003390182	25	Nutrisafe 2 universeel verbindingstuk

Nutrisafe® 2 accessoires

Opzuigcanules

Code	Doos	Beschrijving
817.154	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 15 cm - int. Ø 1,5 mm
817.052	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 5 cm - int. Ø 1,2 mm
817.152	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 15 cm - int. Ø 2,0 mm
817.202	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 20 cm - int. Ø 2,0 mm
817.502	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 50 cm - int. Ø 2,0 mm
817.153	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 15 cm - int. Ø 3,0 mm
817.203	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 20 cm - int. Ø 3,0 mm
817.302	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 30 cm - int. Ø 3,0 mm
817.105	50	Nutrisafe 2 opzuigcanule 10 cm met filter 10 µm



Nutrisafe® 2 accessoires

Opzuignaald



Code	Doos	Beschrijving
817.002	25	Nutrisafe 2 opzuignaald voor glazen ampulles 52 mm

Spike

Code	Doos	Beschrijving
281.062	10	Spike



Gastric sampling device

Code	Doos	Beschrijving
534.082	10	Nutrisafe 2 gastric sampling device




Nutrisafe® 2 accessoires

Toedieningssystemen

Code	Doos	Beschrijving
OVENUM33V	30	Nutrisafe 2 toedieningssysteem voor pomp MINI 1000/2000
OVENUM34V	30	Nutrisafe 2 toedieningssysteem voor pomp MINI 1000/2000 met Y-connector
OVENUJ33V	30	Nutrisafe 2 toedieningsset multi compatibel
OVENUJ34V	30	Nutrisafe 2 toedieningsset multi compatibel met Y-connector
OVENUJ34V/F8	30	Nutrisafe 2 toedieningsset multi compatibel met Y-connector
OVENUK33V	30	Nutrisafe 2 toedieningssysteem voor Kangaroo pomp
OVENUK34V	30	Nutrisafe 2 toedieningssysteem voor Kangaroo pomp met Y-connector



Fixatie voor sonde



Code	Doos	Beschrijving
5804.11	100	Nutrisafe 2 Grip-Lok®

Nutrisafe® 2 accessoires



Spuithouder

Code	Doos	Beschrijving
367.011	10	Nutrisafe 2 houder met klem voor 20 en 60 ml spuit

Gastroscopieset

Code	Doos	Beschrijving
081391092D	50	Nutrisafe 2 gastroscopieset





Value Life

S.A. Vygon N.V.

Chaussée de Haecht 1650
Haachtsesteenweg 1650
1130 Brussel/Bruxelles

Tel: 02/706.09.50
Fax: 02/705.60.43
customerbe@vygon.com

Vygon Nederland B.V.

Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard

Tel: 040/208.93.80
Fax: 040/207.06.30
infoln@vygon.com

Laatst bijgewerkt op 03/06/2013