

C.O.B.R.A.

IN DEZE C.O.B.R.A.

KIMBERLY-CLARK

VOEDINGSKATHETERS:

VAN **PEG** TOT HUIDPLAATJE **P14**



TOP 5

VAN MEDI-GLOBE'S

MARTIN KROPF **P 6**

LEUFEN MEDICAL

IN BEELD **P12**

NIEUW BIJ COBRA MEDICAL:

NUTRISAFE 2,

HET VEILIGE VOEDINGSSYSTEEM! **P21**



ÓÓK BIJ COBRA & VIPER:

ALLES VOOR

**REINIGING,
DESINFECTIE &
PREVENTIE** **P22**

SLOKDARM DILATATIE SET

EIGENSCHAPPEN:

- Diameters van 5 t/m 20 mm (15 t/m 60 Fr)
- Complete sets, losse onderdelen en accessoires
- Radiopaak
- Centimetermarkeringen
- Latexvrij
- Geschikt voor gebruik met voerdraad



(SAVARY BOUGIES)



OVER COBRA MEDICAL

Cobra Medical is distributeur van medische hulpmiddelen en apparatuur en levert producten aan ziekenhuizen, facilitaire bedrijven, instellingen en apothekers in Nederland, België en Luxemburg. Als specialist in patiëntvriendelijke oplossingen bieden wij complete pakketten op het gebied van endoscopie, radiologie, (borst) biopsie, urologie en bronchoscopie. Wij beschikken over een goed opgeleid team. Dit team adviseert en begeleidt u bij het gebruik van de apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. Bij alle medewerkers van onze organisatie staat voortdurend één ding voor ogen: het belang van de patiënt.

COLUMN

Jim Sannes

SINDS DE OPRICHTING

Sinds de oprichting van Cobra Medical in 1998 hebben we één doel voor ogen: het belang van de patiënt. Dankzij deze filosofie is het bedrijf de afgelopen 13 jaren hard gegroeid. Begin 2011 hebben we een aantal strategische beslissingen genomen en is de basis van het bedrijf versterkt. Naast vele nieuwe toeleveranciers hebben we ook nieuwe verkoopkanalen. Aan de webshop is lang en hard gewerkt: vanaf eind 2011 is de Cobra Medical webshop, met vernieuwde webcatalogus, in de lucht. Ook heeft Cobra Medical een dochter gekregen: Viper Medical. En ook Viper Medical heeft een medische webshop: kijk maar op www.vipermedical.com.

Met 14 medewerkers zijn we een van de meest dynamische bedrijven in deze branche, en daar ligt tegelijkertijd onze kracht. Wij kennen veel van onze klanten persoonlijk, de communicatie is direct en we merken dat dat erg wordt gewaardeerd.

Groot geworden met de verkoop van de MIC-enterale voedingskatheters zijn we er anno 2011 trots op dat we een groot(s) assortiment kunnen presenteren op het gebied van gastro-enterologie, longen, radiologie en biopsie. Onze leveranciers hebben niet stilgezeten: zo is Medi-Globe onder andere druk bezig met de doorontwikkeling van EUS- en EBUS-naalden. Over de ontwikkelingen bij Kimberly-Clark kunnen we nog niet teveel loslaten in deze C.O.B.R.A.: dat is 'voer' voor het volgende nummer! Ook Christoph Leufen heeft niet stilgezeten en heeft veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van zijn expandable stents. Dit uiteraard met behulp van de op- en aanmerkingen van de gebruikers, ú dus. Onze leveranciers zeggen niet alleen open te staan voor suggesties, maar hebben daadwerkelijk laten zien iets te doen met alle tips voor verbetering. Ook hebben we een aantal nieuwe leveranciers, waaronder EndoChoice. EndoChoice levert producten die we nog niet in ons assortiment hadden, waaronder een band ligator. U ziet het: ons assortiment blijft groeien!

In deze C.O.B.R.A. presenteren we met trots waar wij als Cobra Medical met z'n allen voor staan. Mocht u meer willen weten, neemt u dan contact met ons op. Want natuurlijk kunt u als vanouds de 'vertrouwde' service verwachten van onze product-specialisten.

INHOUDSOPGAVE

- P 5 • NIEUW BIJ COBRA MEDICAL
- P 6 • VIJF PRODUCTEN VAN MEDI-GLOBE UITGELICHT
- P 11 • SERVICE, SCHOLING EN NAZORG
- P 12 • LEUFEN MEDICAL: STENTS IN BEELD
- P 14 • KIMBERLY-CLARK: HET BEGINT MET EEN PEG
- P 21 • NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: VYGON NUTRISAFE 2
- P 22 • HYGIËNE, REINIGING EN DESINFECTIE
- P 22 • VIPER MEDICAL: EEN GREEP UIT HET ASSORTIMENT

COBRA MEDICAL BV

Stavangerweg 21-14, 9723 JC Groningen • Postbus 5153, 9700 GD Groningen • tel +31 (0) 50 528 04 98 • fax +31 (0) 50 528 04 95

SonoTip
Pro Control - EUS

óók bij Cobra Medical!

De tip van de **EUS Pro Control-naald** van Medi-Globe heeft een speciale behandeling ondergaan, waardoor deze zeer goed zichtbaar is onder echo. De sheath kan op eenvoudige wijze worden vastgeklikt. Via hetzelfde kliksysteem kunnen ook de tip van de naald en de luer-lock naald eenvoudig op verschillende lengten worden ingesteld (0-8,5 cm). Dankzij de unieke sheath-stabilisator is de naald ook geschikt voor gebruik met endoscopen met grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm). Alle EUS Pro Control-naalden worden geleverd inclusief een VacLock-spuut (20 ml).


Nu verkrijgbaar:

- ✓ Draai-klik systeem (twist-lock) voor het vastklikken van de sheath en het instellen van de naaldlengte
- ✓ Met één hand te bedienen
- ✓ Dankzij het ergonomisch vormgegeven handvat zeer geschikt voor diverse punctietechnieken
- ✓ Voorzien van unieke sheath stabilisator

www.cobramedical.nl

NIEUW

BIJ COBRA MEDICAL!



COBRA MEDICAL
HEEFT
EEN DOCHTER
GEKREGEN:
VIPER MEDICAL!



In juni 2011 kreeg Cobra Medical een dochter: Viper Medical. *zie ook pagina 23-24*



NIEUWE PRODUCTLIJN:

NUTRISAFE 2 VAN VYGON.
EEN KLIKBAAR, NIET-LUER LOCK
SYSTEEM VOOR HET VEILIG TOE-
DIENEN VAN ENTERALE VOEDING!

zie ook pagina 21



NIEUWE LEVERANCIER
VAN COBRA MEDICAL EN
VIPER MEDICAL:



BAND LIGATOR

Cobra Medical levert van EndoChoice de band ligator, voorzien van zeven voorgeladen banden. Er zijn verschillende varianten, die compatibel zijn met de endoscopen van Olympus, Fujinon en Pentax.

- Auto reverse plaatsingsmechanisme garandeert plaatsing van enkele band per rotatie en voorkomt onbedoelde meervoudige plaatsing;
- Super Clear Band Barrel (zeer heldere draadhouder);
- Zorgt voor helder en onbelemmerd zicht;
- Verkrijgbaar met latex- en latexvrije draden;
- Geschikt voor een brede patiëntengroep en specifieke klinische behoeften dankzij het 'Snap Fit'-veiligheidssysteem;
- Grotere stabiliteit en controle dankzij stevige bevestigingsmogelijkheid aan de scoop;
- Buitendiameter gastroscoop: 8.6 - 11.5 mm;
- Geschikt voor endoscopen met een werkkanal van minimaal 2.8 mm doorsnee.



zie voor meer informatie www.cobramedical.nl

autoband[®]
Band Ligator

C.O.B.R.A. P 5



CYTOLOGIE: 'LEER VAN DE LICHAAMSCELLEN'

Onder het motto 'HEBBEN WIJ OOK!' wil ik graag onze cytologieborstels onder de aandacht brengen, voor bronchoscopie, colonoscopie en gastroscopie. Met behulp van een cytologieborsteltje worden cellen verzameld, die in het laboratorium verder kunnen worden onderzocht op type en ziektebeeld. De borsteltjes van Medi-Globe hebben een ergonomisch handvat en een elipsvormige tip. De tube is gemaakt van Teflon, waardoor de borstel na gebruik soepel in de tube kan worden getrokken. De elipsvormige tip sluit de tube optimaal af, zodat het celmateriaal veilig in de tube wordt opgeslagen. De borstels met een lengte van 120 cm zijn verkrijgbaar in twee diameters. Ze worden zowel los als in een set verkocht, compleet met schaar."

MEDI-GLOBE IS EEN LEVERANCIER VAN HET EERSTE UUR. WE VROEGEN AAN MARTIN KROPF, SALES MANAGER BIJ MEDI-GLOBE, OM VIJF PRODUCTEN UIT HET ZEER UITGEBREIDE GASTRO-ASSORTIMENT TE BELICHTEN.



Sophexa
met voerdraad

“DAARNAAST HEBBEN WE DE SOPHEXA EASY BRUSH. DEZE BORSTEL IS LANGER, 230 CM, EN KAN IN COMBINATIE MET EEN VOERDRAAD WORDEN GEBRUIKT. DE BORSTEL IS BIJVOORBEELD GESCHIKT VOOR CYTOLOGISCHE PROCEDURES IN DE GALWEGEN.”

ergonomische
handvat



NIEUW: DISPOSABLE JUMBO BIOPSIETANG!

Met deze FlexiBite Jumbo biopsietang kan 'in één beet' een biopsie worden genomen dat ongeveer twee keer zo groot is als biopsies die worden genomen met een standaard biopsietang. De tang is standaard uitgerust met een gecoate metalen spiraal en markeringen. Er kan worden gekozen voor een versie met een ovale- of een krokodillenbek en met of zonder spike. Voor het gebruik van de disposable Flexi-Bite Jumbo biopsietang is een werkkanaal met een diameter van minimaal 3.2 mm een vereiste.

- Scherpe standaard ovalen of krokodillenbek
- Met en zonder spike verkrijgbaar
- Ook beschikbaar met gecoate metalen spiraal met marking, om frictie in het werkkanaal zoveel mogelijk te voorkomen
- Ook verkrijgbaar: Hot Biopsy Forceps, voor veilige elektrocoagulatie en excisie van kleine poliepen

“OVER BORSTELS GESPROKEN:

Wij hebben ook diverse soorten dubbelzijdige reinigingsborstels voor alle endoscopen. De tip van de borstels is voorzien van kunststof coating, waardoor het werkkanaal van de scoop niet wordt bekrast of op een andere manier wordt beschadigd. Dankzij de kleur van de katheter is in een oogopslag duidelijk om welke diameter het gaat: groen voor de borstel met een diameter van 3 mm, geel voor de borstel met een diameter van 5 mm. Ook is er een katheter met een combinatie van een borstel met een diameter van 5 mm aan de ene zijde en 11 mm aan de andere zijde.

Alle borstels zijn individueel verpakt en worden verkocht in een handige dispenserbox à 100 stuks. ”



REINIGINGS BORSTELS “

Nast de borstels voor de reiniging van scopen hebben wij ook een borstel voor het reinigen van biopsieventielen: deze zogenaamde 'Valve Cleaning Brush' heeft aan de ene zijde een borstel met een diameter van 5mm en aan de andere zijde een borstel met een diameter van 12 mm. Deze borstels zijn te herkennen aan de blauwe kleur. Ze worden per 25 stuks geleverd in een gebruiksvriendelijke dispenserbox. ”



BIJ EEN BIOPSIE WORDT EEN STUKJE WEEFSEL (EEN BIOPT) UIT HET LICHAAM VERWIJDERD. HET BIOPT WORDT MICROSCOPISCH ONDERZOCHT OP DE AANWEZIGHEID VAN GOEDAARDIGE (BENIGNE) OF KWAADAARDIGE (MALIGN) CELLEN OF ANDERE AANDOENINGEN.



BIOPSY FORCEPS & BIOPSY VALVES zie pagina 24

“ÓÓK MEDI-GLOBE levert biopsietangen in diverse soorten en maten: De FlexiBite-serie bestaat uit disposable tangen en de reusable varianten vormen de ReBite-serie. De FlexiBite-tangen hebben een ongecoate of gecoate metalen spiraal, zijn verkrijgbaar met een gekartelde bek of een gladde, ovalen bek en tot slot kan de klant kiezen voor een versie met of zonder spike.” >>>>>



Oval Cups



Oval Cups with Spike



Serrated Oval Cups



Serrated Oval Cups with Spike



POLYPECTOMY SNARES

“Polypectomie betekent letterlijk ‘de chirurgische verwijdering van een goedaardig gezwel op een steeltje’. ‘Rota-Snare’ is de naam van onze disposable polypectomiesnaren. Er zijn standaardsnaren en 360 graden roterende varianten. Bij alle versies kan gekozen worden voor enkelsnarige instrumenten, wat we monofilament noemen, of meer-snarige exemplaren. De polypectomiesnaar met geïsoleerde tip is speciaal gemaakt om perforatie van de darm te voorkomen.”

VORMEN:

- ovaal
- zeshoekig
- asymmetrisch

SCHOLING DOOR COBRA MEDICAL

KENNISOVERDRACHT

Goede informatievoorziening is belangrijk om een optimaal gebruik van onze producten te kunnen garanderen. Daarom bieden wij in diverse regio's in Nederland en België informatiebijeenkomsten aan. Het uitwisselen van ervaringen maakt dat wij onze voorlichting af kunnen stemmen op de vragen van specialisten en patiënten. Wij zien deze kennisoverdracht als een onderdeel van onze service. Aan deze scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden.

SCHOLING DOOR COBRA

Wilt u deelnemen aan een scholingsbijeenkomst bij u in de buurt? Of organiseert u zelf een congres waarvoor u een medewerker van Cobra Medical wilt uitnodigen als spreker? Neemt u dan contact met ons op.

CATALOGUS

Omdat wij weten dat veel artsen liever een catalogus erbij pakken als ze een product nodig hebben, hebben wij onze GASTRO-catalogus geüpdate met de nieuwste producten. Mocht u interesse hebben in een exemplaar, dan kunt u een e-mail sturen naar info@cobramedical.nl. We brengen 'm graag bij u langs!

WEBSITE

In deze C.O.B.R.A. informeren wij u in vogelvlucht over de nieuwste ontwikkelingen. Alle producten in ons assortiment kunt u uiteraard terugvinden op onze website onder [Producten / Gastro-enterologie / Endoscopie](#). Naast productinformatie opzoeken en beeldmateriaal bekijken kunt u op onze site ook digitale brochures downloaden.

KLACHTEN: STUUR ZE OP!

Cobra Medical is voortdurend op zoek naar innovatieve producten. Ook vinden wij de mening van onze klanten belangrijk als het gaat om ons huidige product-assortiment. Onze rol is groot als het gaat om productverbeteringen: wij onderhouden daarom intensieve contacten met producenten en onze leveranciers. Wij brengen leveranciers op de hoogte van de wensen van onze klanten, maar ook van problemen. Klachten nemen wij zeer serieus: wij zien ze als een kans om een product nóg beter te maken. Dit levert producten op van een hoge kwaliteit en met een groot gebruikersgemak. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat u ons informeert als er problemen zijn met een van onze producten. Voor klachten over onze voedingskatheters hebben wij een klachtenformulier ontwikkeld, dat u kunt downloaden van onze website. Het staat op www.cobramedical.nl, onder Cobra Medical/Formulieren. En vergeet vooral niet het product zelf mee te sturen, zodat wij het voor onderzoek naar de fabrikant kunnen sturen.



**EIND 2011
LIVE!**

WIST U DAT

WIST U DAT wij momenteel de laatste hand leggen aan onze nieuwe webshop?

BACKGROUND

De vooruitgang in de geneeskunde wordt goed in de gaten gehouden: de medewerkers van Leufen Medical hebben voortdurend contact met specialisten in klinisch onderzoek.

Door zorgvuldige afstemming met de medewerkers van Ontwikkeling en Productie kunnen oplossingen voor uw problemen tijdig worden gecreëerd, óók op maat.

STENTS MADE IN GERMANY

De self-expandable stents worden met een laser uit nitinol gesneden (laser-cutting). Ook zijn er geweven varianten, die uit één draad bestaan (wire-woven). Als producent maakt Leufen Medical gebruik van DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, die de certificering van de gastro- en longstents verzorgd volgens de EN ISO 13485:2003 + AC:2007 – normering. De producten voldoen uiteraard ook aan de eisen van de Richting Medische Hulpmiddelen 93/42 (Medizinprodukte Richtlinie 93/42).

DOELSTELLINGEN

- Productie en verkoop van stents en accessoires op het gebied van gastro-enterologie en longziekten;
- Organiseren en verzorgen van trainingen.

AMBITIE

- Een competente partner zijn voor klanten;
- De beste service bieden;
- Een assortiment aanbieden met louter producten van hoge kwaliteit;
- Tegen een aantrekkelijk tarief.

LEUFEN MEDICAL

CASE REPORTS
BINNENKORT
VERKRIJGBAAR!

De stents van Leufen Medical krijgen steeds meer bekendheid in Nederland.

We kunnen er veel woorden aan wijden, maar beter is het om ze met eigen ogen te zien!


SELF EXPENDABLE NITINOL STENTS
100% MADE IN GERMANY

Bent u na het zien van deze beelden nog niet volledig overtuigd, en wilt u de self-expandable nitinol stents aanraken? Maak dan een afspraak met een van onze Account Managers! Zij komen graag bij u langs voor een complete demonstratie!




HOUDT ONZE WEBSITE
WWW.COBRAMEDICAL.NL
IN DE GATEN:

Hierop plaatsen wij binnenkort de eerste nieuwsbrief van Leufen Medical!



- 1 • AIX Oesophagus stent (wire woven)
- 2 • AIX Cardia Umbrella stent (wire woven)
- 3 • AIX Biliary Duct stent (laser-cut & wire woven)
- 4 • AIX Pseudo Cyste stent (wire woven)
- 5 • AIX Intestinal Duodenum Colon stent (wire woven & laser-cut)
- 6 • AIX Duodenum Colon Rectum stent (wire woven)
- 7 • AIX Biliary Duct Hilus stent (laser-cut)
- 8 • AIX Pancreatic Duct stent (laser-cut)
- 9 • AIX Oesophagus Leakage stent (wire woven)



MIC-KEY

Cobra Medical is groot geworden door de verkoop van MIC-KEY's, de gastrostomie voedingskatheter met laagprofiel die zo min mogelijk opvalt. Ideaal voor iedereen die afhankelijk is van enterale voeding, maar die daarbij niet gehinderd wil worden door loshangende slangen.




Er zijn maar liefst 78 verschillende maten MIC-KEY's!

“**A**lles begint met een PEG. Met een PEG-katheter kunnen sondevoeding en/of medicatie via een kleine opening (fistel) in de buikwand direct op de maag of de dunne darm worden toegediend. De letters PEG staan voor Percutane Endoscopische Gastrostomie:

- Percutaan betekent 'door de huid';
- Endoscopisch wil zeggen 'inwendig onderzoek van een deel van het spijsverteringskanaal (in dit geval van de slokdarm, maag en begin van de dunne darm) middels een endoscoop'. Een endoscoop is een soepele, bestuurbare slang met een camera;
- Gastrostomie is een samenvoeging van de woorden 'gaster' (maag) en 'stoma' (uitmonding). Het woord PEG wordt zowel gebruikt voor de handeling waarbij een maagstoma voor kunstmatige voeding wordt aangelegd door de MDL-arts (een PEG aanleggen) als de katheter zelf (een PEG-katheter; kortweg ook wel PEG genoemd). Afhankelijk van het soort materiaal, siliconen of poly-urethaan, kan een PEG soms wel een paar jaar blijven zitten. Een PEG moet in ieder geval blijven zitten totdat het fistelkanaal is gevormd.”

 **Kimberly-Clark**

EEN VOEDINGSKATHETER EN DAN?



Cobra Medical is leverancier van diverse merken siliconen- en poly-urethaan PEG's, gastrostomiekatheters, jejunale voedingskatheters en natuurlijk de MIC-KEY. Waarom zou u voor het inkopen van een enterale voedingskatheter kiezen voor Cobra Medical? Allereerst omdat bij ons de service niet ophoudt bij het leveren van de voedingskatheter zelf. Wij proberen iedereen, die in zijn werk of thuis te maken heeft met een voedingskatheter, te ondersteunen met voorlichtingsmateriaal. Zo hebben we in 2009, in eigen beheer, met hulp van een aantal zeer ervaren voedingsverpleegkundigen, een verzorgingsboekje uitgebracht met informatie over de verschillende soorten voedingskatheters, tips voor de verzorging ervan en een overzicht van alle verkrijgbare accessoires. Door kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen hoeven patiënten niet altijd meer doorverwezen te worden naar het ziekenhuis. Daarom verzorgen we regelmatig gratis scholingsbijeenkomsten en klinische lessen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of instelling. Zo proberen we om medewerkers van thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en instellingen met elkaar in contact te brengen. Ook komt u ons tegen op diverse congressen als spreker of als sponsor met een stand.



0221-SERIE / 0222-SERIE:

Verlengslang bolus met een aparte poort voor medicijnen. Deze slang is ideaal voor mensen die via de mond gevoed worden en medicatie ontvangen via de sonde.

- Dunne, transparante verlengslang;
- 90 graden secur-lok hoekconnector (haaks verbindingstuk) voor aansluiting op de MIC-KEY;
- Y-connector met twee poorten (waarvan een medicijnpoort);
- Slangklem;
- De 0221-12 is 30 cm (12 inch) lang en wordt standaard meegeleverd met een MIC-KEY;
- De 0221-24 is 60 cm (24 inch) lang;
- De 0222-02 is een kort model en heeft een lengte van 5 cm.

0224-SERIE: VERLENGSLANG VOOR PORTIEVOEDING

Deze dunne slang, uitgerust met een 90 graden hoekconnector en bolus-aansluiting, heeft geen medicijnpoort en is ideaal voor mensen die meerdere keren per dag een kleine portie sondevoeding nodig hebben.

- Dunne, transparante slang;
- Bolusaansluiting met kathetertip;
- 90 graden secur-lok hoekconnector (haaks verbindingstuk) voor aansluiting op de MIC-KEY;
- Slangklem;
- Geen medicijnpoort;
- De 0224-12 is 30 cm (12 inch) lang;
- De 0223-24 is 60 cm (24 inch) lang.

0223-SERIE: VERLENGSLANG MET BOLUSCONNECTOR

Deze dikke slang met bolusconnector en rechte aansluiting is zeer geschikt voor het toedienen van dikkere voeding, een grotere hoeveelheid voeding ineens of portievoeding met behulp van een grote spuit. De slang is daardoor ideaal voor mensen die meerdere keren per dag voeding nodig hebben.

- Dikke, transparante bolusverlengslang met kathetertip;
- Secur-lok recht verbindingstuk voor aansluiting op de MIC-KEY;
- Slangklem;
- De 0223-12 is 30 cm (12 inch) lang en wordt standaard meegeleverd met een MIC-KEY;
- De 0223-24 is 60 cm (24 inch) lang.

0226-SERIE: VERLENGSLANG VOOR POMPVOEDING

Deze dunne slang met stevige luer-lock aansluiting is met name geschikt voor het toedienen van voeding via een voedingspomp (bijvoorbeeld 's nachts).

- Verkrijgbaar in twee lengtes: 30 cm en 60 cm;
- Dunne slang;
- Stevige luer-lock Schroefaansluiting voor veilige koppeling aan een voedingspomp;
- De 0226-12 is 30 cm (12 inch) lang;
- De 0226-24 is 60 cm (24 inch) lang.

verlengslangen voor de MIC-KEY en de laagprofiel jejunale katheters

VERZORGINGS TIPS

Onder de naam 'Tipparades' heeft Cobra Medical een verkorte opsomming van de belangrijkste verzorgingstips per voedingskatheter samengesteld. De adviezen in deze tipparades kunnen afwijken van protocollen die ziekenhuizen, instellingen of andere organisaties hanteren.

- Gastrostomiekatheter tipparade
- MIC-KEY tipparade
- MIC-verlengslang tipparade
- MIC-PEG tipparade

U kunt ze downloaden van onze website.
www.cobramedical.nl

GASTROSTOMIEKATHETER

De term 'gastrostomie' is afgeleid van het Griekse 'gastèr' dat 'maag' betekent en 'stomie', wat 'huidmondje' betekent. Het woord 'stoma' wordt gebruikt als benaming voor een artificiële uitgang voor urine of uitwerpselen, maar bij een gastrostomie gaat het om een stomakanaal dat wordt aangelegd tussen de maag en de buikwand. Wij hebben twee soorten gastrostomiekatheters in ons assortiment:

- Een gastrostomiekatheter met medicijnpoort (0100- en 0112-serie);
- Een gastrostomiekatheter zonder medicijnpoort (0110-serie).


ACCESSOIRES VOOR GASTROSTOMIE- KATHETERS

GA NAAR ONZE WEBSITE
WWW.COBRAMEDICAL.NL/
PRODUCTEN/ENTERALE VOEDINGS-
KATHETERS/ACCESSOIRES VOOR MEER
INFORMATIE, BEELDMATERIAAL,
DE FOLDER EN ARTIKELNUMMERS!





JEJUNALE VOEDINGS- KATHETERS



Tot slot zijn er nog de jejunale voedingskatheters. Met deze verlengde voedingskatheter is het mogelijk op de dunne darm (het jejunum) te voeden. Er zijn diverse soorten, maar de belangrijkste zijn:



- De Kimberly-Clark jejunale voedingskatheters met conventioneel systeem. Deze hebben, net als een gastrostomie-katheter, een externe fixatiedisk, die tegen de buikwand wordt geschoven. De katheter past hierdoor altijd, ongeacht de lengte van de stoma. Het deel van de slang dat aan de buitenkant zichtbaar is, is afhankelijk van de lengte van het stomakanaal;
- De laagprofiel jejunale katheters (MIC-KEY laagprofiel jejunale voedingskatheters) van Kimberly-Clark. Bij dit type katheter is, net als bij de MIC-KEY, aan de buitenkant alleen een platte knoop op de buik zichtbaar. Onder kleding is de katheter dus onzichtbaar. Voor het toedienen van voeding en medicatie is een MIC-KEY verlengslang nodig.



JEJUNOSTOMIE


PR/EG SETS

DE MEEST GEBRUIKTE METHODE

om een voedingskatheter op de maag of op het jejunum te plaatsen is via een endoscoop (de zogenaamde pull-methode). Voor de categorie patiënten bij wie dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld KNO-patiënten, of niet wenselijk, bijvoorbeeld ALS-patiënten, heeft Kimberly-Clark de PR/EG-set ontwikkeld. Hiermee kunnen ballonkatheters zowel radiologisch als endoscopisch percutaan geplaatst worden.

Er is een PR/EG-set voor ieder type ballonkatheter van Kimberly-Clark:

- Set voor MIC-gastrostomie voedingskatheter;
- Set voor MIC-KEY voedingskatheter;
- Set voor MIC-jejunale en MIC-transgastrische jejunale voedingskatheter;
- Set voor MIC-KEY jejunale en MIC-KEY transgastrische jejunale voedingskatheter.



filmpje

Kijk op WWW.COBRAMEDICAL.NL, onder de menuoptie Cobra Medical/Films!

13 JAAR OUD IS ZE,

en een uitstekende atleet en kunstrijster! Kijkend naar haar kunsten op het ijs zou je nooit raden dat ze al vanaf haar geboorte allergisch is voor 95% van alle voedingmiddelen. Of dat ze een MIC-KEY heeft! Met Kendall gaat het heel goed, sinds ze op haar vierde een MIC-KEY kreeg. Doordat de voedingskatheter een laag profiel heeft, kan niets haar ervan weerhouden om voor publiek op te treden en een kampioene te worden.

ONZICHTBARE MIC-KEY MAAKT HET VERSCHIL. Voordat ze de MIC-KEY kreeg, had Kendall een sonde in haar buik die veel pijn veroorzaakte en lastig te verbergen was. Maar Kendall's leven verbeterde drastisch toen ze drie maanden later haar eerste MIC-KEY kreeg.

Haar moeder Kim vertelt: "Het verschil was ongelooflijk. Doordat de MIC-KEY plat op de huid ligt, zit hij niet in de weg en kan niets haar ervan weerhouden om alle dingen te doen die een actief meisje wil doen. Binnen een maand na plaatsing van de MIC-KEY kon


deze *California girl* weer zwemmen en op haar buik van de waterglijbaan. Maar het belangrijkste van allemaal: dankzij de MIC-KEY kreeg ze eindelijk voeding binnen die haar gezondheid ten goede kwam!"

Toen ze verliefd werd op het kunstschaatsen, kon niets haar ervan weerhouden om haar dromen uit te laten komen. Dankzij uitstekende coaching en aanmoediging door schaatsberoemdheden als de Olympische zilveren medaille winnares Sasha Cohen won Kendall op haar 8e het Ice Skating Instituut 2004 wereldkampioenschap. Vier jaar later schaatst Kendall bij de Amerikaanse Figure Skating Association. Haar MIC-KEY helpt haar bij het bereiken van haar doelstellingen, wat die ook mogen zijn.

Bekijk het filmpje over Kendall op onze website, onder menuoptie **Cobra Medical/Films**.

(bron: <http://www.mic-key.com/stories/kendall-hollinger.aspx>)

MAAK KENNIS MET KENDALL HOLLINGER, EEN WARE KAMPIOENE!



Cobra Medical

specialist in patiëntvriendelijke oplossingen



Cobra Medical is leverancier van een compleet pakket enterale voedingssystemen, waaronder de **MIC-KEY**.

- Verkrijgbaar in meer dan 75 maten (al vanaf 12 French!)
- Meest ideale oplossing voor het toedienen van sondevoeding
- Geen uitwendige slangen: optimale bewegingsvrijheid en veilig voor kinderen
- Gemakkelijk en pijnloos zelf te wisselen.

Wij zijn elk jaar in november aanwezig op het **NVK-jaarcongres**

Vraag onze nieuwe catalogus aan!



Postbus 5153 9700 GD Groningen
Nederland Tel.: 050 528 04 98 Fax: 050 528 04 95
België Tel.: 070 66 05 70 Fax: 070 66 05 72
info@cobramedical.com

www.cobramedical.com



NUTRISAFE 2 VAN VYGON: HET VEILIGE ENTERALE VOEDINGSSYSTEEM

In 2001 werd de EN 1615 norm van kracht. Vygon speelde hierop in en ontwikkelde het Nutrisafe 2 Safety Enteral Feeding System, een nieuwe generatie beveiligde voedingssondes voor neonatologie en pediatrie. Het Nutrisafe 2-assortiment, dat bestaat uit producten met een unieke verbinding voor veilig enteraal voeden, staat volledig in het teken van veiligheid. De complete Nutrisafe 2-lijn wordt nu ook door Cobra Medical geleverd en bestaat uit voedingssondes, spuitjes en accessoires als verlengslangen, adapters, afsluitdoppen, sondefixatiepleisters en driewegkraantjes.

- Het Nutrisafe 2 voedingssysteem is bedoeld voor het oraal of via de neus toedienen van enterale voeding.
- De speciaal ontwikkelde veiligheidsaansluitingen minimaliseren het risico dat een voedingssonde wordt aangesloten op een intraveneus systeem. 'Werkt als een luer, maar is geen luer': de Nutrisafe 2-verbinding, een uniek 'lock'-aansluitingssysteem (geen luer-systeem!), is dankzij de unieke vormgeving niet compatibel met een standaard luer-aansluiting. Het Nutrisafe 2-systeem elimineert hiermee het risico van het per ongeluk koppelen van

- een IV-systeem aan een enteraal voedings-systeem, en andersom.
- De Nutrisafe 2-productlijn is eenvoudig te herkennen aan de specifieke paarse kleur, waardoor er geen verwarring ontstaat met medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor andere doeleinden.
- Door de toepassing van een kleurcodering op de sondes is de maat (diameter in French) direct herkenbaar.
- De voedingssondes zijn voorzien van een centimetermarkering, voor optimaal gebruiksgemak tijdens de plaatsing: voedings-

- sondes met een lengte van 50 cm en 75 cm zijn voorzien van centimetermarkering tussen 5 en 35 cm en voedingssonde met een lengte van 125 cm zijn voorzien van centimetermarkering tussen 5 en 70 cm.
- Alle Nutrisafe 2 voedingssondes zijn radio-paak en DEHP-vrij.
- Optionele accessoires zijn beschikbaar.
- Contra-indicatie: patiënten met aangeboren afwijkingen van het maag-darmkanaal.



HYGIËNE & REINIGING & DESINFECTIE



Cobra Medical erkent het belang van goede producten die bijdragen aan optimale hygiëne: óók voor materialen op het gebied van reiniging en desinfectie kunt u bij ons terecht. En bij onze dochter **Viper Medical!**

Viper Medical helpt u te voldoen aan de huidige eisen binnen de gezondheidszorg om besmetting en infecties te voorkomen met producten als spatbrillen, maskers, handschoenen en reinigingsproducten. Kijk voor het complete overzicht op de webshop van Viper Medical: www.vipermedical.nl.

Veel mensen kennen Cobra Medical als leverancier van de **MIC-KEY** voedingskatheter. Maar Cobra is zoveel meer. Toch zijn wij niet pretentius: 'Wij halen onze neus niet op voor een reinigingsborsteltje!'

Viper medical is in 2010 opgezet door Tom Sannes en levert vanaf 1 april 2011 online medische hulpmiddelen en verbruiksartikelen aan ziekenhuizen, facilitaire bedrijven, instellingen en apothekers in Nederland, België en Luxemburg. Wij bieden een compleet assortiment op het gebied van endoscopie, infectiepreventie en bescherming, stomaverzorging, wondverzorging en fixatie, diagnostische instrumenten als bloeddrukmeters, en nog veel meer. Een deel van ons assortiment is ook beschikbaar voor particulieren.

Van elke honderd patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer tien een infectie. Dit zijn zo'n 65.000 mensen per jaar. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, angst, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en invaliditeit. Soms zijn ze zelfs (mede) doodsoorzaak. Helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen, maar door gerichte maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen.

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een infectie zijn de aanvalskracht van het micro-organisme enerzijds en onze weerstand anderzijds. Maatregelen om infecties te voorkomen zijn er dan ook op gericht om deze factoren te beïnvloeden. Infecties hebben niet alleen gevolgen voor de patiënt en extra kosten voor het ziekenhuis, maar kunnen ook imago schade aan het ziekenhuis toebrengen.

(bron: website van de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg www.vhig.nl)

VIPER MEDICAL



Een greep uit het assortiment

KATHETERFIXATIEPRODUCTEN VAN COPENHAGEN MEDLAB

Onder de noemer 'Wondverzorging en Fixatie' biedt Viper Medical diverse soorten pleisters, waaronder de katheterfixatieproducten van het merk Copenhagen Medlab. Het assortiment bevat eenvoudig aan te brengen producten voor het fixeren van drainagekatheters, nefrostomiekatheters, thorax drainagekatheters, epiduraalkatheters en I.V.-cannules. Het comfort voor de patiënt is optimaal dankzij de zachte afwerking en het lage profiel.



GLUCOSEMETERS

Op het gebied van glucosemeting is het assortiment van Viper Medical nog steeds groeiende. Naast de glucosemeters verkoopt Viper Medical ook accessoires als strips, maar ook controleoplossingen om de werking van het bloedglucosesysteem te controleren.

GL50 GLUCOSEMETER USB
De GL50 glucosemeter is onder andere voorzien van een USB plug-in en een in het apparaat geïntegreerde instelbare prikhelp. Dankzij de automatische detectie van ondervulling geeft het apparaat alleen meetresultaten als het bloedmonster groot genoeg is.

BLOEDDRUK- EN POLSSLAGMETERS

Bloeddrukmeters biedt Viper Medical in vele soorten van het merk Beurer. Een greep uit het assortiment:



BEURER BM58 TOUCHSCREEN
Volautomatische bloeddruk- en polsmeter – voor het meten ter hoogte van de bovenarm- met een duidelijk leesbaar XXL touch-screen beeldscherm.



BEURER BM65 'PING PONG'
Volautomatische, ergonomisch vormgegeven bloeddrukmeter, voor het meten ter hoogte van de bovenarm.



BEURER BC58 POLS TOUCHSCREEN
Volautomatische bloeddruk- en polsmeting via de pols, touch-screen bediening en een uitzonderlijk groot en makkelijk afleesbaar zwart XXL beeldscherm, dat zijn de belangrijkste kenmerken van de Beurer BC58.

STETHOSCOPEN

Van 3M Littman levert Viper Medical diverse soorten stethoscopen. Hieronder een greep uit de selectie.



DE 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY STETHOSCOOP is een van de beste in zijn soort op het gebied van auscultatie.



DE 3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC II STETHOSCOOP is een uiterst doeltreffend instrument voor huisartsen en verpleegkundigen.



DE 3M™ LITTMANN® CLASSIC II S.E. STETHOSCOOP is de 'industriële norm' voor stethoscopen.

DE 3M™ LITTMANN® DUAL/ CARDIOLOGIE III STETHOSCOOP staat borg voor een uitstekende kwaliteit.



BIOPSIEVENTIEL

> Beschikbaar voor endoscopen van Olympus, Fujinon, Storz (rood) en Pentax (blauw)

> Per stuk verpakt in een handige, hygiënische dispenserbox



Een van onze nieuwste producten is het biopsieventiel. Deze disposable, latex-vrije biopsieventielen worden gebruikt voor het afdekken en afsluiten van het werkkanaal voor gastrocopen, colonoscopen en duodenoscopen. De ventielen vergemakkelijken de blaas- en zuigfunctie tijdens endoscopie-procedures. Daarnaast voorkomen ze het opspatten en lekkage van potentieel gevaarlijke lichaamsvloeistoffen ter bescherming van de patiënt en medisch personeel, bijvoorbeeld tijdens het verwisselen van endoscopische instrumenten. Op de versie, die is voorzien van een irrigatielijns en luer-lock adapter, kan een spuit of een externe waterpomp worden aangesloten.

SPATBRILLEN

Viper Medical heeft een ruim assortiment spatbrillen / veiligheidsbrillen voor zeer diverse toepassingen. Wij leveren zowel disposable als reusable spatbrillen met een grote verscheidenheid in prijs en in mogelijkheden. Ook levert Viper Medical diverse accessoires voor deze spatbrillen, zoals plaklenzen, hoesjes en dispensers.

UVEX SUPER OTG OVERZETBRIL

- Veiligheidsbril met blauw montuur
- Volledig afdekkend



BOLLÉ VIPER

- Verstelbare armen
- Verstelbaar montuur
- Antikras
- Anticondens
- Nylon frame
- Met verstelbaar touwtje



BOLLÉ BL10

- Spatbril met helder glas
- Antikras



BOLLÉ COBRA

- Hoogwaardige kwaliteit
- Verstelbaar montuur
- Antislip neusbrug
- Heldere glazen ('high-definition')
- Opstaande rand beschermt tegen opspattende vloeistoffen
- Gewicht 25 gram