

COBRA MEDICAL

endoscopieproducten

SonoTip
Pro Control - EUS

óók bij Cobra Medical!

De tip van de **EUS Pro Control-naald** van Medi-Globe heeft een speciale behandeling ondergaan, waardoor deze zeer goed zichtbaar is onder echo. De sheath kan op eenvoudige wijze worden vastgeklikt. Via hetzelfde kliksysteem kunnen ook de tip van de naald en de luer-lock naald eenvoudig op verschillende lengten worden ingesteld (0-8,5 cm). Dankzij de unieke sheath-stabilisator is de naald ook geschikt voor gebruik met endoscopen met grotere werkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm). Alle EUS Pro Control-naalden worden geleverd inclusief een VacLock-spuut (20 ml).

Nu verkrijgbaar:

- ✓ Draai-klik systeem (twist-lock) voor het vastklikken van de sheath en het instellen van de naaldlengte
- ✓ Met één hand te bedienen
- ✓ Dankzij het ergonomisch vormgegeven handvat zeer geschikt voor diverse punctietechnieken
- ✓ Voorzien van unieke sheath stabilisator

www.cobramedical.nl

ARTIKELNUMMERS SONOTIP PRO CONTROL

Artikelnummer	Omschrijving
GUS-31-18-025	EUS-FNA naald met kunststof buiten-sheath
Maat in G / mm	25G / 0,5 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	1,8 mm
GUS-31-27-025	EUS-FNA naald met kunststof buiten-sheath, met naaldtipstabilisator voor grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm)
Maat in G / mm	25G / 0,5 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	2,7 mm
GUS-31-18-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	1,8 mm
GUS-31-21-019	EUS-FNA naald met metalen spiraal, voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .030" (aanbevolen voerdraad: GGW-08-30-400)
Maat in G / mm	19G / 1,0 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	2,1 mm
GUS-31-27-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, met naaldtipstabilisator voor grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm), voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	2,7 mm
GUS-32-18-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Beveled
Buitendiameter	1,8 mm
GUS-32-27-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, met naaldtipstabilisator voor grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm), voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Beveled
Buitendiameter	2,7 mm



Voor veel producten kunt u óók bij Cobra Medical terecht! Zo hebben we op het gebied van gastro-enterologie een complete lijn endoscopieproducten van Medi-Globe, Leufen Medical en EndoChoice.

MEDI-GLOBE richt zich op de ontwikkeling, productie en distributie van minimaal invasieve instrumenten en toebehoren die worden gebruikt op het gebied van gastro-enterologie en flexibele endoscopie.

LEUFEN MEDICAL levert een complete lijn self-expandable stents van nitinol met *memory effect*: de stentwanden worden naar buiten geduwd, waardoor de stent na plaatsing perfect blijft zitten. *100% made in Germany.*

ENDOCHOICE is een wereldwijde speler in de markt van specialistische producten voor de diagnose en behandeling van gastro-intestinale ziekten.

óók bij Cobra Medical!



www.cobramedical.nl

tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl