

COBRA MEDICAL

bronchoscopieproducten

SonoTip
Pro Control - EUS

óók bij Cobra Medical!

De tip van de **EUS Pro Control-naald** van Medi-Globe heeft een speciale behandeling ondergaan, waardoor deze zeer goed zichtbaar is onder echo. De sheath kan op eenvoudige wijze worden vastgeklit. Via hetzelfde kliksysteem kunnen ook de tip van de naald en de luer-lock naald eenvoudig op verschillende lengten worden ingesteld (0-8,5 cm). Dankzij de unieke sheath-stabilisator is de naald ook geschikt voor gebruik met endoscopen met grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm). Alle EUS Pro Control-naalden worden geleverd inclusief een VacLock-spuut (20 ml).

Nu verkrijgbaar:

- ✓ Draai-klik systeem (twist-lock) voor het vastklikken van de sheath en het instellen van de naaldlengte
- ✓ Met één hand te bedienen
- ✓ Dankzij het ergonomisch vormgegeven handvat zeer geschikt voor diverse punctietechnieken
- ✓ Voorzien van unieke sheath stabilisator

www.cobramedical.nl

ARTIKELNUMMERS SONOTIP PRO CONTROL

Artikelnummer	Omschrijving
GUS-31-18-025	EUS-FNA naald met kunststof buiten-sheath
Maat in G / mm	25G / 0,5 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	1,8 mm
GUS-31-27-025	EUS-FNA naald met kunststof buiten-sheath, met naaldtipstabilisator voor grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm)
Maat in G / mm	25G / 0,5 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	2,7 mm
GUS-31-18-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	1,8 mm
GUS-31-21-019	EUS-FNA naald met metalen spiraal, voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .030" (aanbevolen voerdraad: GGW-08-30-400)
Maat in G / mm	19G / 1,0 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	2,1 mm
GUS-31-27-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, met naaldtipstabilisator voor grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm), voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Round
Buitendiameter	2,7 mm
GUS-32-18-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Beveled
Buitendiameter	1,8 mm
GUS-32-27-022	EUS-FNA naald met metalen spiraal, met naaldtipstabilisator voor grotere werkkanalen (3,2 mm / 3,7 mm / 3,8 mm), voor gebruik met voerdraad met maximale diameter van .018"
Maat in G / mm	22G / 0,7 mm
Stylet	Beveled
Buitendiameter	2,7 mm



Voor veel producten kunt u óók bij Cobra Medical terecht! Zo hebben we op het gebied van bronchoscopie een complete lijn longproducten van Medi-Globe en Somatex.

MEDI-GLOBE heeft een uitgebreid portfolio van instrumenten voor diagnostische- en interventieprocedures via flexibele bronchoscopie. Voor longartsen, thoracale chirurgen en luchtwegspecialisten heeft Medi-Globe een breed scala van producten die worden gebruikt om histologische bipten te nemen, de opbrengst van cytologische biopsieprocedures te verbeteren en bloedingen onder controle te houden.

SOMATEX is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige, minimaal invasieve disposable producten op het gebied van vertebroplastiek, tumorablatie, tumordiagnose, mammografie en prenatale geneeskunde. De focus ligt op methoden en instrumenten waarmee operaties op minimaal invasieve wijze via MRI kunnen worden uitgevoerd.

óók bij Cobra Medical!



www.cobramedical.nl

tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl