

COBRA MEDICAL

radiologie MRI



Exclusief bij Cobra Medical:
Chiba MRI

óók bij Cobra Medical!

De Somatex MRI Chiba-naald is een multifunctionele canule voor het toedienen van medicatie (ten behoeve van pijnbestrijding) en voor toepassing bij FNA-biopsieprocedures. De naald, die voorzien is van centimetermarkering en een dieptestopper, is zeer goed zichtbaar onder MRI dankzij het vernieuwende materiaal, de speciale legering en de bijzonder scherpe tip. *Duidelijk herkenbaar als MRI-versie dankzij markering.*

Chiba-naald voor MRI-geleide procedures

- ✓ Aantrekkelijk geprijsd
- ✓ Zeer stabiel in gebruik
- ✓ Minimaal punctietrauma dankzij superscherpe *ultracut* tip
- ✓ Leverbaar in twee maten: 22 en 20 Gauge
- ✓ Leverbaar in twee lengtematen: 100 en 150 mm

www.cobramedical.nl

ARTIKELNUMMERS:

Artikelnummer	601250
Diameter	0,70 mm
Gauge	22 G
Lengte	100 mm

Artikelnummer	601255
Diameter	0,70 mm
Gauge	22 G
Lengte	150 mm

Artikelnummer	601260
Diameter	0,95 mm
Gauge	20 G
Lengte	100 mm


Artikelnummer	601265
Diameter	0,95 mm
Gauge	20 G
Lengte	150 mm

Voor veel producten kunt u óók bij Cobra Medical terecht! Zo hebben we op het gebied van radiologie een complete lijn MRI-compatibele producten van Somatex. Een aantal producten uit het radiologie-assortiment van Somatex mag Cobra Medical **exclusief** verkopen.

SOMATEX is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige, minimaal invasieve disposable producten op het gebied van vertebroplastiek, tumorablatie, tumordiagnose, mammografie en prenatale geneeskunde. De focus ligt op methoden en instrumenten waarmee operaties op minimaal invasieve wijze via MRI kunnen worden uitgevoerd.

óók

bij Cobra Medical!



www.cobramedical.nl

tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.nl