

Biopsieventile ... Sicherheit für Patienten und Personal



 **Medi-Globe**[®]
The Spirit of Care.[™]



08032 973-379



08032 973-339



sales@medi-globe.de

Medi-Globe Biopsieventile

- Zur Abdeckung und Abdichtung des Instrumentenkanaleinlasses
Unterstützt die Insufflations- und Absaugfunktion
Blockiert das Austreten von möglicherweise infektiösen Körperflüssigkeiten



Best.-Nr. GAC-04-00-001

100 Stück*, Blau

kompatibel zu Endoskopen von:

- ➔ Olympus
- ➔ Fujinon (ab Serie 5)
- ➔ Storz

Best.-Nr. GAC-04-01-001

100 Stück*, Rot

kompatibel zu Endoskopen von:

- ➔ Pentax

* Einzeln verpackt in einer praktischen Spender-Box

mit Spülkanal und Luer-Lock Anschluss

- Version mit Spülkanal
Zum Anschluss an eine Spritze oder an eine externe Pumpe



Best.-Nr. GAC-04-00-002

50 Stück*, Blau

kompatibel zu Endoskopen von:

- ➔ Olympus
- ➔ Fujinon (ab Serie 5)
- ➔ Storz

Best.-Nr. GAC-04-01-002

50 Stück*, Rot

kompatibel zu Endoskopen von:

- ➔ Pentax

* Einzeln verpackt in einer praktischen Spender-Box