

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT SELF-EXPANDABLE STENTS VAN
LEUFEN MEDICAL WORDT IN DUITSLAND VERVAARDIGD.

LEUFEN MEDICAL



➔ EEN GARANTIE VOOR
DE BESTE KWALITEIT!

ernieuwd inbrengsysteem met
een uitgesteld 'point-of-no-return'

e wire-woven stents zijn
gemaakt van één draad, waardoor
de uiteinden niet scherp zijn

edere stent heeft radio-opake markers

e speciale Lubriteq coating
aan de binnenzijde voorkomt
de vorming van ziektekiemen



Cobra Medical BV
Postbus 5153, 9700 GD Groningen, Nederland

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.cobramedical.nl

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



UITNODIGING

NEEM DEZE UITNODIGING
MEE NAAR ONZE STAND
EN ONTVANG EEN
GRATIS SPATBRIL!

IN PREMIÈRE:
ONZE NIEUWE
EUS-NAALD!

22 23 MAART

VOORJAARSVERGADERING
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GASTROENTEROLOGIE

Locatie: NH Koningshof te Veldhoven

Standnummer: B2



NIEUW!
ENDOSCOPIC PRELOADED
INK VAN MEDITALIA



De SonoTip Pro Control EUS-naald

is de opvolger van de in Sonotip II-naald uit 2009 en bezit een aantal belangrijke nieuwe eigenschappen op het gebied van design en technologie. Een van de verbeteringen is de manier waarop de sheath-lengte kan worden aangepast via het handvat. Dankzij het nieuwe twist-lockstelsel kan de naald met één hand worden bediend. Daarnaast is de metalen spiraal vervangen door een blauwe plastic sheath, die zeer goed zichtbaar is op het endoscopische beeld en ervoor zorgt dat de naald soepel door het werkkanaal loopt. De 22- en 25 Gauge naalden hebben een verdikte tip voor nog meer stabiliteit. Voor de 19 Gauge naald is een ongecoate, nitinol voerdraad beschikbaar.

De **GUS-33-serie**, de nieuwste versie van de EUS-naald, komt in het **eerste kwartaal van 2012** op de markt en is uiteraard te zien op onze stand tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE.