

Nazorg, waarom doen we dat?



PEG en Mic-key
november 2012



Beatrix Kinderziekenhuis

Verpleegkundig consulenten kinder-M.D.L.

Anneke de Bruin

Greetje Sekema

- Levertransplantatie
- Dunne darm transplantaties
- Obstipatie poli
- IBD poli
- PEG en Mic-key



Beatrix Kinderziekenhuis

Voordelen PEG t.o.v. neussonde

- Minder sinusitis
- Irritatie mond / neusgebied voorkomen
- Beter eetgedrag / minder spugen ?
- Minder belastend voor ouders
- Minder vaak verstopt dan neussonde
- Uiterlijk



PEG verzorging


- 1 x per dag schoonmaken met lauw water
- 1 x per dag draaien
- 1 x per week dompelen
- Regelmatig metalline gaas verschonen
- Huidverzorging






Problemen bij een PEG

- Huidirritatie
- Ontsteking van de maag en / of de huid
- Candida
- Verstopte PEG
- PEG gaat eruit
- Dislocatie van de PEG
- Door slechte voedingstoestand / medicatie gebruik moeizame fistelvorming



PEG, controle direct na plaatsing



6 weken na PEG plaatsing



Burried bumper



Wat als de PEG eruit is?

- Informeer goed of het om een PEG of een Mic-key gaat
- Fistel gaat binnen 1 á 2 uur dicht zitten
- Probeer met de arts een ballon-PEG of Mic-key te plaatsen
- Geef nooit gelijk voeding over de ballon-PEG of Mic-key
- Check via “doorlichting” of de ballon-PEG of Mic-key in de maag zit

Complicatie: je drukt de maagwand voor je uit en geeft voeding in de vrije buikholte



Verdenking dislocatie

Binnenste Fixatieplaatje is tussen de maagwand en buikwand in komen te liggen.

- Buikpijn
- Voeding geven gaat vaak goed, water spuiten pijnlijk
- Abces: rood, glanzend, hard
- Check de centimeters van de PEG
- Kijk of je de PEG kan “dompelen” en draaien
- Waarschuw een arts



Verstopte PEG

- Doorspuiten met warm water,
- Doorspuiten met Nabicarbonaat 4.2 %,
- Met voerdraad voorzichtig open maken
- Nooit koolzuurhoudende drank gebruiken



Voordelen Mic-key t.o.v.PEG

- Gebruiksvriendelijk
- Verwisselbaar
- Uiterlijk (klein knopje)
- Minder lekkage



Verzorging Mic-key

- Met water schoonmaken
- 1 x per 6 weken water in de ballon verschoneren
- 1 x per 3 maanden nieuwe Mic-key
- Let op de maat!!
- Metalline gazen ??



Wat als de Mickey er uit is?

- Probeer eerst een nieuwe Mic-key te plaatsen
- Als dit niet lukt dan via een zuigslang oprekken.
nr. 10 - 12 - 14, evt. naar 16.
- Laat tussendoor de fistel even rusten
- Probeer dan weer een Mic-key te plaatsen.



Mogelijkheden en onmogelijkheden

- In bad?
- Zwemmen?
- Gymnastiek?
- Omrollen / op buik slapen?




















Beatrix Kinderziekenhuis









Beatrix Kinderziekenhuis

peg@bkk.umcg.nl