

Nazorg, waarom doen we dat?



Beatrix Kinderziekenhuis

Ouderavond
PEG en Mic-key
november 2012

Verpleegkundig consulenten kinder-M.D.L.

Anneke de Bruin

Greetje Sekema

- Levertransplantatie
- Dunne darm transplantaties
- Obstipatie poli
- IBD poli
- PEG en Mic-key



Beatrix Kinderziekenhuis

PEG verzorging


- 1 x per dag schoonmaken met lauw water
- 1 x per dag draaien
- 1 x per week dompelen
- Regelmatig metalline gaas verschonen
- Huidverzorging






Problemen bij een PEG

- Huidirritatie
- Ontsteking van de maag en / of de huid
- Candida
- Verstopte PEG
- PEG gaat eruit
- Dislocatie van de PEG
- Door slechte voedingstoestand / medicatie gebruik moeizame fistelvorming



PEG, controle direct na plaatsing



6 weken na PEG plaatsing



Burried bumper



Verstopte PEG

- Doorspuiten met warm water,
- Doorspuiten met Nabicarbonaat 4.2 %,
- Met voerdraad voorzichtig open maken
- Nooit koolzuurhoudende drank gebruiken



Voordelen Mic-key t.o.v.PEG

- Gebruiksvriendelijk
- Verwisselbaar
- Uiterlijk (klein knopje)
- Minder lekkage



Verzorging Mic-key

- Met water schoonmaken
- 1 x per 6 weken water in de ballon verschonen
- 1 x per 3 maanden nieuwe Mic-key
- Let op de maat!
- Metalline gazen ?



Wat als de Mickey er uit is?

- Probeer eerst een nieuwe Mic-key te plaatsen.
- Als dit niet lukt dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.



Mogelijkheden en onmogelijkheden

- In bad?
- Zwemmen?
- Gymnastiek?
- Omrollen / buik slapen?













Beatrix Kinderziekenhuis

peg@bkk.umcg.nl