




Verschillende soorten PEG- sondes. Verzorging en complicaties.

PEG-Zorg

Isala klinieken Zwolle



Inhoud presentatie

- Methodieken
- Materialen, verzorging, toediening
- Verpleegkundige zorg
- Complicaties

Methodiek inbrengen

PEG sonde


- Endoscopie = PEG
 - Pull of push
- Radiologisch = PRG
- Operatief = gastrostomie




Soort materiaal

- PVC na 7 dagen wisselen
- PUR afhankelijk van de soort
na 6 weken tot 6 maanden
wisselen
- Siliconen kan 2 jaar inblijven

Aansluitingen (1)



Conisch




Luer-lock

Aansluitingen (2)





En-lock

Aansluitingen (3)




ENFit



PEG-sonde met schijfje





Ballonsonde - push




Button




PEG-J sonde



PEJ sonde



Jejunostomie



Toedieningswijzen



- Bolus
- Intermitterend
- Continu (pomp)



Verzorging PEG-sonde

- Schoon en droog houden
 - lauw water, geen zeep
 - als de insteek droog is geen gazen gebruiken
- Minimaal 6 keer per dag doorspuiten
- Dagelijks 360 graden draaien
- Tenminste 2x per week dompelen
- Fixatiedisk niet te strak! Let op enige ruimte disk en buikwand


Complicaties (1)

Verkeerde ligging van de sonde

- Observeren
- Reacties van de patiënt
- Hoesten
- Misselijkheid - braken
- Pijnklachten
- Bij twijfel niet voeden!
- Controleren
- Markeren
- Lucht inspuiten
- Röntgendoorlichting
- PEG sonde moet te draaien en op en neer te bewegen zijn



Complicaties (2)

Knoop in sonde




Complicaties (3)

Trauma door (verkeerde) sonde



Complicaties (3)

PEG vastgegroeid



‘Burried bumper’


Complicaties (4)

Smettende, kapotte huid rondom insteek



Complicaties (5)

Wildvlees



Verzorging smet en wildvlees

- Droog houden
- Zo min mogelijk 'inpakken'
- Metallinegazen
- Water
- Sudo crème
- Cavilon spray
- Terra cortril
- Groene leem

Groene Leem



Groene Leem



Groene Leem



Groene Leem



Groene Leem



Groene Leem



Groene Leem



PEG-wissel

