






EN-LOCK

EN-FIT

EN-NU ?

ISO-WERKGROEP

UITEINDELIJK JAN 2017 EN-FIT



GEDSA

Global Enteral Device Supplier Association

- non-profit
- hulpmiddel fabrikanten/distribiteurs
- Communicatieplan (stay connected)

Situatie Nederland

- Ervaring invoering En-lock
- 3 Bijeenkomsten
 - * COBRA Medical (namens Halyard)
 - * Nutricia
 - * Fresenius
 - * Nestle
 - * Convidien
 - * Vygon
 - * Abbott

ENFit VOOR EEN BETERE PATIËNTVEILIGHEID



In 2015 wordt de nieuwe internationale standaard voor connectoren van toedieningssystemen voor medische apparatuur geïntroduceerd. Dit is onderdeel van het project Stay Connected dat gefaseerd in 2015 en 2016 wordt uitgevoerd.

Deze nieuwe standaard geeft de eisen aan, die aan connectoren van klein kaliber voor vloeistoffen en gassen gesteld worden. Hierdoor wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, niet-gerelateerde systemen met elkaar te verbinden.

De eerste connector die geïntroduceerd gaat worden is de nieuwe connector voor enterale toepassing: ENFit.

ENFit wordt gefaseerd ingevoerd. Om de overgang soepel te laten verlopen, zal er een transitiefase zijn vanaf september 2015. Tijdens deze periode bieden leveranciers u transitieconnectoren aan, die aansluiting op de huidige voedingssonde en bijspuitpunt mogelijk maken. Deze transitieconnectoren zullen standaard bijgesloten worden bij alle enterale pomptoedienings-systemen. Daarnaast zullen deze connectoren ook los verkrijgbaar zijn. De ENFit sondes zullen vanaf kwartaal 1 2016 beschikbaar zijn. Heel 2016 zal in het teken staan van de transitie naar ENFit. Deze transitiefase is essentieel omdat hiermee geborgd wordt dat sondevoedingspatiënten in de gehele keten aangesloten worden met de beschikbare (transitie) producten.

Voor een overzicht van de tijdslijnen en meer details ga naar www.stayconnected.org, naar de fabrikanten en facilitaire bedrijven van producten voor enterale toediening of naar de website van de LNAG. www.lnag.nl.

Info over Gedsa

De Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) is een handelsassociatie zonder winst oogmerk die is opgericht ter bevordering van de introductie van internationale normen voor toedieningssystemen in de gezondheidszorg. GEDSA, waarvan fabrikanten, distributeurs en leveranciers van enterale voedingsmiddelenapparatuur over de hele wereld lid zijn, bevordert de informatiestroom met betrekking tot het drie-fase-plan. Het is bedoeld om de veiligheid van de patiënt te bevorderen alsmede een optimale toediening van enterale voeding door het risico op verkeerd verbonden toedieningssystemen te verkleinen.

Transitiesets (pompsets)

Verschillen per fabrikant !

Early 2015*

Feeding Sets

OLD



NEW



Syringes, Extension Sets

OLD



NEW





Spring 2015*

Feeding tubes, Access devices

OLD



NEW



Tijdsplanning

Oktober/november 2015 transitie sets


Q4 En-fit spuitjes

2016 aanpassingen sondes

Jan 2017 globaal En-fit

COBRA Medical
is er klaar voor






Wij leveren geen Luor-Lock
meer uit.




Opties i.c.m. transitie sets

En-Lock



i.c.m. transitie systeem Nutricia




ENFit



i.c.m. transitie systeem Nutricia



Bolus voeding





ENFit spuit



ENFit spuit i.c.m. extension set



Troubleshooter

Lekkage langs de MIC-KEY button,
PEG of gastrotube

Altijd kijken naar de lengte van de
sonde nooit naar de dikte.

Troubleshooter

Gevaren van buiten waardoor de sonde er uit kan raken

Bedhekken

Tillift

Rolstoel

Zelf verwijderen

Oplossing

Plaats oude sonde of nieuwe terug

Actie: controle arts/ziekenhuis

Niet doen!

Rietjes

potloden

info@cobramedical.com



